

La Eliminación Correcta de las Lancetas



Las lancetas se utilizan para sacar una muestra de sangre para analizar el nivel de la fenilalanina. Pero, ¿qué se hace con las lancetas después?

Esta hoja provee información sobre este tema. Favor de seguir los siguiente tres pasos para crear un sistema de eliminación seguro en su hogar. La eliminación de las lancetas en la basura de la casa no es la opción mejor para nuestra comunidad. Las lancetas sueltas en la basura pueden causar daño a los miembros de su familia o aún a los trabajadores quienes recogen la basura.

Paso 1

- Fabrica un receptáculo de un plástico fuerte con una tapa. El receptáculo debe de ser muy fuerte para cautelar la punta de penetrar el plástico.
- Las botellas grandes de plástico como de vitaminas, aspirinas, o de leche o yogur pueden servir en manera excelente para este propósito.
- No debe usar botellas de vidrio; se pueden quebrara.
- Marque este receptáculo con las palabras “lancetas gastadas” y guárdelo conjunto con los otros surtidos para coleccionar la sangre, pero lejos de los niños pequeños y animales domésticos.

Paso 2

- Después de pincharse y llenar los círculos en el papel especial de filtro, ponga la lanceta dentro del receptáculo y segura la tapa
- No debe tratar de doblar ni quebrar la lanceta.....¡sería posible de picarse!



Paso 3

- Cuando se llene el receptáculo, échalo en la basura de la casa.

La eliminación de estos lancetas es rápido y fácil. Seguir estos pasos para proteger a su familia, los trabajadores de la colección de la basura, y el ambiente. Es importante prevenir la posibilidad de picarse con los lancetas o hacer daño con los lancetas gastados.

Utah Department of Health
Newborn Screening Program
44 North Mario Capecchi Drive
PO Box 144710
Salt Lake City UT 84114-4710

Phone: 801-584-8256
Fax: 801-536-0966

<http://health.utah.gov/newbornscreening>



Newborn
Screening Program

11/2007